

Neues Thekendisplay 755.530 für die anaeroben Dichtmassen von Elring - Das Original



Fertig zum Bestücken

Anlieferung des Displays 755.530 mit je einer Verpackungseinheit aller erhältlichen anaeroben Dichtmassen. Je Packung sechs Faltenbalgflaschen à 50ml.

Alles auf einen Blick!

Die Faltenbalgflaschen lassen sich übersichtlich im Thekendisplay arrangieren und zeigen auf den ersten Blick die komplette Vielfalt des anaeroben Dichtungssortiments von Elring – Das Original



EL-Loc 43	EL-Loc 70	EL-Liq 73	EL-Liq 74	EL-Add 48	EL-Fil 77
M 36	M 20	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm	≤ 0,25 mm	≤ 0,35
15-25 N/mm ²	30-40 N/mm ²	10-20 N/mm ²	5-10 N/mm ²	35-55 N/mm ²	25-35 N/mm ²
++	+	++	++	+	++
5-15 min	5-15 min	10-20 min	5-15 min	5-15 min	10-20 min
2k-4k mPa/s	0,2k-0,9k mPa/s	35k-60k mPa/s	20k-200k mPa/s	0,4k-0,7k mPa/s	15k-30k mPa/s
-55°C...+180°C					
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X

www.elring.de  Das Original

Ein Auge fürs Detail

Auf der Rückseite sind alle technischen Besonderheiten der unterschiedlichen Dichtmassen übersichtlich in einer Matrix aufgezeigt. So findet man schnell das passende Produkt.

ElringKlinger AG | Geschäftsbereich Ersatzteile
 Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
 Phone +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
 service@elring.de | www.elring.com

